

CONTRAfluran™

SENSOfuran PLUS-Vulniveaucontrole-Eenheid

AANVULLENDE GEBRUIKSAANWIJZING





Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole -Eenheid installeert en in bedrijf stelt. De gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van het product en moet in de onmiddellijke nabijheid van de apparatuur worden bewaard waar het altijd gemakkelijk toegankelijk is voor het personeel dat de apparatuur gebruikt.

Inhoudsopgave

1. Wat is SENSOfluran PLUS?
2. Beoogd Gebruik
3. Installatie-instructies voor de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid
4. Vervoer en Opslag
5. Reiniging en Onderhoud van de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid

1. Wat is SENSOfluran PLUS?

De SENSOfluran PLUS -Vulniveauctrole -Eenheid is een canisterhouder met een geïntegreerde sensorische niveauregeling die aangeeft wanneer de canister vol is en moet worden vervangen. De SENSOfluran PLUS kan via de juiste slang worden aangesloten op het anesthesiegasopvangsysteem ('anesthetic gas scavenging system', AGSS). Als de SENSOfluran PLUS-aansluiting correct en zoals beoogd is geïnstalleerd, is de waarschuwing inzake lachgas (N₂O) met betrekking tot de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid niet van toepassing en mag lachgas worden gebruikt.

2. Beoogd gebruik

Het veilige en effectieve gebruik van de CONTRAfluran™-anesthesiegascanister in combinatie met de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole -Eenheid is uitsluitend gegarandeerd als de informatie in deze gebruiksaanwijzing strikt wordt gevolgd. Alleen toegestane aanbevolen slangen of andere connectoren die een goede afdichting vormen met de CONTRAfluran™-canister, mogen worden gebruikt. Claims van welke aard ook tegen ZeoSys Medical GmbH of zijn erken de vertegenwoordigers met betrekking tot schade als gevolg van het onjuiste gebruik van de canister en de vulniveauctrole -eenheid zijn niet ontvankelijk.

Alle van toepassing zijnde informatie zoals veiligheidsinstructies en inbedrijfstelling voor de SENSOfluran PLUS- Vulniveauctrole -Eenheid staat in de gebruiksaanwijzing van de CONTRAfluran™ -Anesthesiegascanister en SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid.

3. Installatieinstructies voor de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid

Voordat u de SENSOfluran PLUS -Vulniveauctrole -Eenheid in bedrijf stelt, bevestigt u dat de noodzakelijke componenten die voor de juiste installatie en werking zijn vereist, beschikbaar zijn.

Deze zijn:

- De CONTRAfluran™-anesthesiegascanister
- De SENSOfluran PLUS -Vulniveauctrole -Eenheid
- Accessoires : gegolfde slang van 22 mm en bijbehorende adapters voor gebruik met diverse connectoren, afhankelijk van de betrokken anesthesiemachine

De SENSOfluran PLUS -Vulniveauctrole -Eenheid moet door opgeleid personeel worden geïnstalleerd. De aansluitingen voor de medische inlaat en uitlaat van het CONTRAfluran™/SENSOfuran PLUS-systeem moeten een goede afdichting bieden en de functionaliteit is alleen gegarandeerd als de anesthesiemachine wordt gebruikt in **passieve modus**. Onderstaande voorbeelden van anesthesiemachines beschikken niet over een **passieve modus** of vereisen hiervoor de interventie van apparatuur. Ze zijn daarom NIET geschikt voor het beoogde gebruik van de CONTRAfluran™ -anesthesiegascanisters met de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid volgens de gebruiksaanwijzing:

- Dräger Atlan
- Getinge Flow I

Neem bij vragen contact op met de fabrikant van de anesthesiemachine.

3.1 Voorbeeld van SENSOfluran PLUS-Installatie



Aanvankelijk moet het **reservoir (1)**, dat zich tussen uw anesthesiemachine en het AGSS (in of aan de machine) bevindt, van het systeem worden losgekoppeld. De uitlaatconnector van de anesthesiemachine **(2)** moet dan rechtstreeks worden aangesloten op de inlaat van de **CONTRAfluran™**-Anesthesiegascanister **(3)**. Plaats de CONTRAfluran-canister in de SENSOfluran PLUS-eenheid **(3→4)**. De connector van de SENSOfluran PLUS -Vulniveaucontrole-Eenheid wordt aangesloten op het AGSS (een voorbeeld van een dergelijke aansluiting wordt getoond in afbeelding **(4→5)**).



Bij bepaalde instellingen van de anesthesiemachine, zoals een langdurige zuurstofspoeling, kan er kortstondig zuurstof worden afgegeven aan het milieu in de omgeving van het CONTRAfluran/SENSOfuran PLUS -filtersysteem. Daarom moet de bevestiging aan de anesthesiemachine of in de omgeving van de anesthesiemachine zodanig worden uitgevoerd dat de functies van de anesthesiemachine, zoals bijvoorbeeld zelftests/kalibraties, of elektrische componenten op geen enkel moment worden beïnvloed. Als de werking van de anesthesiemachine, in combinatie met het CONTRAfluran/SENSOfuran PLUS-filtersysteem, afwijkt van de normale werking, bijvoorbeeld als er foutmeldingen tijdens de zelftest verschijnen of de ventilatie verstoord is, en dit niet optreedt bij gebruik zonder dit filtersysteem, dan mag deze combinatie niet in de huidige configuratie worden gebruikt en moet de oorzaak van dergelijke afwijkende werking eerst worden vastgesteld.

4. Vervoer en Opslag

Het volgende moet in acht worden genomen bij het vervoeren van de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid :

- De verzenddoos moet tijdens het gehele vervoersproces altijd rechtop blijven.
- De verzenddoos mag niet worden gekanteld of omgedraaid.
- De doos moet voorzichtig aan de bovenkant worden opengemaakt, om te voorkomen dat de inhoud beschadigd raakt.

Voor instructies over de opslag van de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheidraadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de CONTRAfluran™-Anesthesiegascanister met SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole -Eenheid .

5. Reiniging en onderhoud van de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid

De oppervlakken van de SENSOfluran PLUS -Vulniveauctrole -Eenheid kunnen worden schoongeveegd met reinigingsmiddelen die waterstofperoxide bevatten, of detergentia. **Gebruik GEEN reinigingsmiddelen op basis van alcohol**, omdat deze middelen de prestaties van de sensor van de SENSOfluran-Vulniveauctrole-Eenheid beïnvloed en. Hoe vaak de SENSOfluran PLUS -Vulniveauctrole -Eenheid wordt schoongemaakt hangt af van het bestaande ziekenhuisprotocol voor het schoonmaken van de anesthesiewagen. Onderhoudsintervallen zijn nader bepaald in de gebruiksaanwijzing van de CONTRAfluran™-Anesthesiegascanister met SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole -Eenheid .

LET OP: Zorg dat u tijdens het reinigen of desinfecteren de sensor en de elektronische eenheid binnen in de SENSOfluran PLUS-Vulniveauctrole-Eenheid niet met vloeistof nat maakt!

Customer Service ZeoSys Medical		Customer Service Fa. Baxter	
Germany, Austria & Switzerland	ZeoSys Medical GmbH Im Biotechnologiepark 9 14943 Luckenwalde Telephone: +49 -3371-4039-914/-915 Fax: +49-3371-4059444 E-Mail: info@zeosys.de 	AU Kundenservice: E-Mail: kunden_austria@baxter.com Telefon: 0043 -1-71120-0 FAX: 0043 -1-71120-2452420 DE Kundenservice: E-Mail: kundenservice_hospital_de@baxter.com Telefon: 0800 -7235636 Fax: 0800 -1010619	CH Kundenservice: E-Mail: Service@baxter.com Telefon: +41 800 820 860 

Customer Service Fa. Baxter			
UK & Ireland	UK Customer Services: Email: services@baxter.com Telephone: 0800 0289 881	IE Customer Services: Email: shs_customer_services_Dublin@baxter.com Telephone: +353 1206 5500	
France & BeLUX	FR Service Clients: Telephone : 01.34.61.51.25 Fax : 01.34.61.53.95 E-Mail : serviceclientele_france@baxter.com	BE Klantenservice: E-Mail : Customerservice_bedux@baxter.com T +32 (0)2 3868870	
Italy	Customer Service Hospital: E-Mail: cs_italyosp@baxter.com Telefono: 800 77 22 33 Fax: 800 55 33 66		
Spain	ES SERVICIO CLIENTE: E-Mail: atencion_clientes@baxter.com Telefono: 902 20 04 40 Fax: 902 20 04 41		
Portugal	PT Atendimento ao Cliente: E Mail: apoioaocliente@baxter.com Telefone: 219 252 559 Fax: 219 252 579		
BeLux & Netherlands	BE Klantenservice: E-Mail: Customerservice.belux@baxter.com Telefoon: +32 (0)2 3868870	NL Klantenservice: E-Mail: Utrecht_customerservice@baxter.com Telefoon: +31 (0) 302488800	
Denmark	BE Kundeservice: E-Mail: Kundeservice.denmark@baxter.com Telefon: 80 30 01 41		
Finland	FN Asiakaspalvelu: Email: asiakaspalvelu@baxter.com Puhelin: 0800 144 233		
Norway	NO Kundeservice: E-Mail: Kundeservice_NO@baxter.com Telefonen: 800 33 313		
Sweden	SK Kundservice E-mail: Kundservice_sverige@baxter.com Telefon: 020 788 115		
Greece	GR Εξυπηρέτηση πελατών Email: philippos_michaillidis@baxter.com Τηλέφωνο: +30 (690) 8394979		
Canada	Canadian Service Clients: Telephone: 1-888-719-9955		